

#easypeasy

SPEIKO Easy Endo Tips

- Stumpfe, vorgebogene Kunststoff-Kanülen
- In zwei Versionen erhältlich: normal und lang
- Sehr flexibel und formstabil
- Zum einmaligen Gebrauch
- Applikation von Flüssigkeiten und Pasten in den Wurzelkanal
- Feinste, kontrollierbare Dosierung
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz
- Einsetzbar in Kombination mit SPEIKO Easy Quick
- Je ein SPEIKO Easy Endo Tip kostenlos in jeder SPEIKO Endo-Spülflüssigkeit
- SPEIKO Easy Endo Tips sind anwendbar mit allen rechts abgebildeten Endo-Produkten von SPEIKO



Hypochlorit-SPEIKO® 5,25%


Hypochlorit-SPEIKO 3% / 1%



EDTA-Lösung



SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10%





SPEIKO-Bestellfax

05 21/77 01 07-22

Hiermit bestellen wir _____ VE à 30 Stück SPEIKO Easy Endo Tips normal · Art.-Nr. 1036
_____ VE à 30 Stück SPEIKO Easy Endo Tips lang · Art.-Nr. 1037

Unser Dentaldepot: _____

Praxisstempel:

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht: Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber SPEIKO- Dr. Speier GmbH die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Ich willige ein, dass meine Daten an den von mir angegebenen Dentalhändler/ Dentaldepot zum Zwecke der Durchführung des Auftrags übermittelt werden.

Datum, Unterschrift: _____